

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/korek-analny-afc-inflatable-ass-expander-do-treningu-analnego-p-32453.html>



Korek analny AFC Inflatable Ass Expander do treningu analnego

Cena	132,99 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5413380000
Kod producenta	603912332629
Kod EAN	603912332629

Opis produktu

Korek analny AFC Inflatable Ass Expander

Korek analny z serii analfantasy collection, idealny do rozbudowanego treningu analnego. Dzięki konstrukcji umożliwiającej pompowanie, użytkownik może dostosować ciśnienie dla maksymalnego komfortu. Produkt jest wykonany z wysokiej jakości materiałów.

Najważniejsze zalety

- **Regulowane rozmiary:** Możliwość pompowania dla najlepszego dopasowania.
- **Bezpieczeństwo użytkowania:** Zatyczka zapobiega zbyt głębokiemu wsunięciu.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** Korek analny
- **Marka:** analfantasy collection
- **Długość wkładki:** 7,6 cm
- **Szerokość:** 1,9 cm
- **Materiał:** Silikon, lateks

Sposób użycia

Nałóż lubrykant na bazie wody na powierzchnię korka. Powoli i delikatnie wprowadź do odpowiedniej głębokości. Dostosuj rozmiar korzystając z pompki kulkowej. Przerwij użycie w razie dyskomfortu.

Pielęgnacja i przechowywanie

Umyj produkt ciepłą wodą i dedykowanym środkiem czyszczącym. Osusz dokładnie przed przechowywaniem. Trzymaj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Rozmiar:** REGULOWANY
Kolor: Czarny
Rodzaj produktu: korek lub sonda analna
Materiał: silikon, lateks

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** Korek analny
- **Marka:** analfantasy collection
- **Długość wkładki:** 7,6 cm
- **Szerokość:** 1,9 cm
- **Materiał:** Silikon, lateks

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta i sprawdź stan produktu. W przypadku dyskomfortu lub podrażnienia przerwij użytkowanie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Nałóż lubrykant na bazie wody na powierzchnię korka. Powoli i delikatnie wprowadź do odpowiedniej głębokości. Dostosuj rozmiar za pomocą pompki kulkowej. Przerwij używanie przy bólu lub wyraźnym dyskomforcie.

Po użyciu umyj produkt ciepłą wodą oraz środkiem przeznaczonym do czyszczenia akcesoriów intymnych. Dokładnie osusz i przechowuj osobno.