

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/korek-analny-silikonowy-z-kroliczym-ogonkiem-rozowy-rozmiar-s-p-33037.html>



Korek analny silikonowy z króliczym ogonkiem, różowy, rozmiar S

Cena	29,99 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LAG-80302
Kod producenta	5908465880302
Kod EAN	5908465880302
Producent	Lagrana

Opis produktu

Korek Analny Silikonowy z Króliczym Ogonkiem

Odkryj uroki intymnego życia z różowym korkiem analnym marki Lagrana, który łączy w sobie aksamitnie gładki silikon i puszysty, figlarny króliczy ogonek. Ergonomiczny kształt i miękka powierzchnia zapewniają komfortową aplikację i niezapomniane wrażenia.

Najważniejsze zalety

- **Komfort i bezpieczeństwo:** Wykonany z miękkiego i bezpiecznego dla ciała silikonu.
- **Figlarna estetyka:** Puszysty króliczy ogonek dodaje uroku.

Parametry produktu

- **Marka:** Lagrana
- **Kolor:** różowy
- **Materiał:** silikon
- **Rozmiar odzieżowy:** S
- **Długość:** 6,5 cm
- **Średnica:** 2,7 cm

Sposób użycia

Nałóż odpowiednią ilość lubrykantu na bazie wody i wprowadzaj produkt powoli. Uchwyć za podstawę, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przed i po każdym użyciu myj produkt ciepłą wodą z łagodnym środkiem czyszczącym. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S
Kolor: różowy
Rodzaj produktu: korek analny

Materiał: silikon

Rozmiar produktu

- **Rozmiar odzieżowy:** S
- **Długość:** 6,5 cm
- **Średnica:** 2,7 cm

Parametry produktu

- **Marka:** Lagrana
- **Rodzaj produktu:** korek analny
- **Kolor:** różowy
- **Materiał:** silikon
- **Sterowanie:** aplikacja

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie przed użyciem. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Używaj z lubrykantem na bazie wody. Pamiętaj o higienicznym czyszczeniu po każdym użyciu.