

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/mega-orgazm-rozpali-i-uniesie-kazda-kobiete-150ml-p-21581.html>



Mega orgazm Rozpali i uniesie każdą kobietę 150ml

Cena	34,99 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60815043
Kod producenta	5903268070899
Kod EAN	5903268070899
Producent	LoveStim

Opis produktu

TYTAN WOMAN to niesamowity żel orgazmowy, który rozpali każdą kobietę, zapewniając niezapomniane uniesienie.

Ten żel to:

- delikatność dla skóry w intymnych częściach ciała
- mocne działanie przyspieszające nadejście orgazmu i wzmacniające doznania
- szybkie działanie już w kilka minut od nałożenia
- doskonała współpraca żelu z gadżetami erotycznymi i prezerwatywami

Celem żelu TYTAN WOMAN jest zapewnienie niesamowitych doznań erotycznych oraz zabezpieczenie wrażliwych części ciała przed otarciami a także pielęgnacja stref intymnych.□

Żel został utworzony na bazie wody, dzięki temu doskonale współpracuje ze wszystkimi gadżetami erotycznymi. Możesz używać go z wibratorami, masażerami łechtaczki, a nawet gadżetami analnymi. TYTAN WOMAN może być także używany z prezerwatywami.

Poza wartościami orgazmowymi oraz podnoszącymi libido, TYTAN WOMAN żel ma doskonałe właściwości nawilżające. Stosując ten żel nie potrzebujesz żadnych lubrykantów, żadnych innych żeli. TYTAN GEL zapewnia niezmierny orgazm i doskonałe nawilżenie.

TYTAN gel to nie tylko zwykły żel . To jest produkt nagrodzonej laurem konsumenta marki LoveStim.

LoveStim to bardzo popularna w naszym kraju marka, skupiająca się na rozwiązaniach, które przynoszą jak najwięcej korzyści podczas zabaw intymnych.

1. Laur konsumenta przyznany marce LoveStim, to dowód spełniania wysokich norm i oczekiwań społecznych. To dzięki zadowolonym klientom, możemy cieszyć się tą nagrodą.
2. ® - Oznacza że marka LoveStim przeszła całą procedurę rejestracji znaku towarowego. Ten znaczek to świadectwo stabilnej mocnej marki.
3. Jak wszystkie żele od LoveStim posiada numerowany hologram, gwarantujący autentyczność żelu. Uważaj na żele bez hologramu.
4. Znak Premium Quality - to chyba mówi samo za siebie
5. Żel zabezpieczony jest folią termokurczliwą. Dzięki temu masz pewność, że nikt go nie próbował, nie ruszał, nie otwierał.

Jak używać tego żelu:

Niewielką ilość żelu, za pomocą dozownika nanieść na miejsce intymne i rozsmarować na całej jego powierzchni. Żel zaczyna działać niemalże natychmiast

TYTAN żel można używać z prezerwatywami.

Pojemność żelu 150ml