

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/podwojny-pierscien-erekcyjny-colt-snug-tugger-od-calexotics-p-35255.html>



Podwójny pierścień erekcyjny COLT Snug Tugger od CalExotics

Cena	35,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13207-X-BLACK
Kod producenta	716770086464
Kod EAN	716770086464

Opis produktu

Podwójny pierścień erekcyjny COLT Snug Tugger

Podwójny pierścień erekcyjny COLT Snug Tugger to niezwykle elastyczny i komfortowy pierścień zaprojektowany z myślą o maksymalnym podtrzymaniu i wygodzie. Wykonany z gładkiego TPR, zapewnia wyjątkowo intensywne doznania.

Najważniejsze zalety

- **Elastyczny materiał:** Wykonany z jakościowego TPR, zapewnia doskonałe dopasowanie.
- **Wsparcie i komfort:** Skutecznie podtrzymuje i zwiększa doznania poprzez podwójne umiejscowienie na członku i jądrach.

Parametry produktu

- **Rodzaj produktu:** Podwójny pierścień erekcyjny
- **Marka:** CalExotics
- **Numer katalogowy:** 13207-X-BLACK
- **EAN:** 716770086464

Sposób użycia

Stosuj zgodnie z zaleceniami producenta, zaczynając delikatnie, aby stopniowo zwiększać napięcie i intensywność doświadczenia. Po użyciu dokładnie oczyść i osusz produkt.

Pielęgnacja i przechowywanie

Oczyść produkt ciepłą wodą z mydłem lub specjalnym środkiem do czyszczenia zabawek. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny
Rodzaj produktu: pierścień erekcyjny lub zacisk

Parametry produktu

-
- **Rodzaj produktu:** Podwójny pierścień erekcyjny
 - **Marka:** CalExotics
 - **Materiał:** TPR
 - **Numer katalogowy:** 13207-X-BLACK

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony jest dla dorosłych. Upewnij się, że jest w dobrym stanie przed każdym użyciem. Przechowuj z dala od dzieci.

Sposób użycia

Stosuj zgodnie z zaleceniami producenta, zaczynając delikatnie, aby stopniowo zwiększać napięcie.

Pamiętaj o dokładnym oczyszczeniu produktu po każdym użyciu, najlepiej ciepłą wodą z mydłem. Przechowuj w suchym miejscu.