

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/pompa-prozniowa-psx02-boost-pumps-do-powiekszenia-penisa-z-manometrem-p-39482.html>



Pompa próżniowa PSX02 Boost Pumps do powiększania penisa z manometrem

Cena	34,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BO-076
Kod producenta	8436583790762
Kod EAN	8436583790762
Producent	BOOST PUMPS

Opis produktu

PSX02 Boost Penis Vacuum Pump Dark CL42

Osiągnij mocne i satysfakcjonujące erekcje dzięki pompie próżniowej marki Boost Pumps. Ten wysokiej jakości produkt wspiera męską przyjemność, gwarantując bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Najważniejsze zalety

- **Potężna funkcjonalność:** Zwiększa rozmiar penisa poprzez napływ krwi dzięki systemowi próżniowemu.
- **Bezpieczne użytkowanie:** Pompa jest wodoodporna, nie zawiera ftalanów i posiada silikonowy pierścień dla zwiększenia przyjemności.

Parametry produktu

- **EAN:** 8436583790762
- **Numer katalogowy:** BO-076
- **Długość całkowita:** 22 cm
- **Średnica całkowita:** 6,9 cm
- **Materiał:** Silikon i ABS

Sposób użycia

Aby zwiększyć rozmiar, umieść penisa w cylindrze, naciśnij spust pompy i obserwuj, jak powiększa się pod ciśnieniem. Korzystaj z przycisku spuszczonego ciśnienia, aby zakończyć proces.

Pielęgnacja i przechowywanie

Czyszczenie jest proste – wystarczy zdjąć cylinder z pierścienia i umyć za pomocą specjalnego środka do czyszczenia zabawek.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 22 cm

Materiał: silikon, ABS

Rozmiar produktu

- **Długość całkowita:** 22 cm
- **Średnica całkowita:** 6,9 cm

Parametry produktu

- **Numer katalogowy:** BO-076
- **EAN:** 8436583790762
- **Materiał:** Silikon i ABS
- **Właściwości:** Wodoodporna, bez ftalanów

Bezpieczeństwo

Produkt jest artykułem intymnym dla dorosłych i nie jest przeznaczony do stosowania medycznego. Użytkowanie wymaga ostrożności i powinno być zgodne z instrukcją.

Odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie, nadmierne ciśnienie oraz długotrwałe stosowanie ponosi użytkownik. Natychmiast przerwać w przypadku bólu lub nietypowych objawów.

Sposób użycia

Umieść penisa w cylindrze pompy, naciskaj spust pompy i obserwuj wzrost. Po osiągnięciu pożądanego rozmiaru, użyj przycisku do spuszczenia ciśnienia.

Czyść za pomocą dedykowanych środków do czyszczenia akcesoriów erotycznych.