

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/pompka-waginalna-you2toys-wibrujaca-z-pilotem-i-pociskiem-p-24125.html>



Pompka waginalna You2Toys wibrująca z pilotem i pociskiem

Cena	126,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5987390000
Kod producenta	4024144640560
Kod EAN	4024144640560
Producent	You2Toys

Opis produktu

WIBRUJĄCA POMPKA WAGINALNA YOU2TOYS Z PILOTEM

Pompka waginalna marki You2Toys wyposażona w anatomicznie wyprofilowaną czaszę, ręczny mechanizm wytwarzania podciśnienia oraz wyjmowany pocisk wibrujący.

Podciśnienie pomaga zwiększyć ukrwienie zewnętrznych okolic intymnych, natomiast wbudowane wibracje zapewniają dodatkową stymulację.

Przezroczysta konstrukcja umożliwia kontrolowanie ułożenia pompki, a wygodny uchwyt ułatwia jej obsługę.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Pompka waginalna marki You2Toys
- Anatomicznie wyprofilowana czasza
- Ręczne wytwarzanie podciśnienia
- Zawór umożliwiający szybkie zwolnienie podciśnienia
- Wyjmowany pocisk wibrujący
- Płynna regulacja intensywności wibracji
- Sterowanie pilotem na przewodzie
- Przezroczysta konstrukcja
- Wygodny uchwyt
- Zasilanie dwiema bateriami AA
- Baterie nie znajdują się w zestawie

STYMULACJA PODCIŚNIENIEM

Anatomicznie ukształtowaną czaszę należy przyłożyć do zewnętrznych okolic intymnych, a następnie stopniowo wytworzyć podciśnienie za pomocą ręcznej pompki.

Podciśnienie zwiększa napływ krwi do objętego czaszą obszaru i może zwiększać jego wrażliwość.

Siłę zasysania należy zwiększać powoli i dopasować do indywidualnego komfortu.

WYJMOWANY POCISK WIBRUJĄCY

W zestawie znajduje się kompaktowy pocisk wibrujący umieszczany w specjalnym miejscu w czaszy.

Pocisk można wyjąć i stosować również oddzielnie do punktowej stymulacji zewnętrznej.

PŁYNNA REGULACJA WIBRACJI

Intensywność wibracji można regulować za pomocą pilota znajdującego się na przewodzie.

Płynna regulacja pozwala dopasować siłę działania urządzenia do własnych preferencji.

ZAWÓR ZWALNIAJĄCY PODCIŚNIENIE

Pompka została wyposażona w zawór umożliwiający szybkie zmniejszenie lub całkowite zwolnienie podciśnienia.

Zawór należy uruchomić przed zdjęciem czaszy ze skóry.

PRZEZROCZYSTA CZASZA

Przezroczysta konstrukcja pozwala kontrolować ułożenie produktu oraz reakcję skóry podczas stosowania.

Wewnętrzne wymiary czaszy umożliwiają objęcie większego obszaru zewnętrznych okolic intymnych.

SPECYFIKACJA

- Marka: You2Toys
- Rodzaj: wibrująca pompka waginalna
- Kolor: przezroczysty i czarny
- Materiał: PVC, ABS i PC
- Wewnętrzna długość czaszy: około 14,2 cm
- Wewnętrzna szerokość czaszy: około 8,5 cm
- Wewnętrzna głębokość czaszy: około 6,2 cm
- Długość pocisku wibrującego: około 5,5 cm
- Średnica pocisku wibrującego: około 2,5 cm
- Regulacja wibracji: płynna
- Sterowanie: pilot na przewodzie
- Zawór zwalniający podciśnienie: tak
- Zasilanie: 2 baterie AA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Anatomiczna czasza
- Ręczna pompka z uchwytem
- Wyjmowany pocisk wibrujący
- Pilot na przewodzie
- Oryginalne opakowanie

Baterie nie znajdują się w zestawie.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem należy sprawdzić stan produktu oraz włożyć do komory dwie baterie AA.

Krawędź czaszy można pokryć niewielką ilością lubrykantu na bazie wody, aby ułatwić uzyskanie szczelności.

Czaszę należy przyłożyć do skóry, a następnie stopniowo wytwarzać podciśnienie za pomocą pompki.

Wibracje uruchamia się i reguluje za pomocą pilota na przewodzie.

Nie należy od razu stosować maksymalnego podciśnienia. W przypadku bólu, drętwienia, silnego zaczerwienienia lub wyraźnego dyskomfortu należy natychmiast zwolnić zawór i zdjąć pompkę.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Przed czyszczeniem należy wyjąć baterie oraz odłączyć element wibrujący, jeżeli pozwala na to konstrukcja produktu.

Czaszę i elementy mające kontakt ze skórą należy czyścić letnią wodą z delikatnym mydłem lub odpowiednim środkiem do pielęgnacji akcesoriów erotycznych.

Pilota, przewodu i komory baterii nie należy zanurzać w wodzie.

Po wyczyszczeniu wszystkie elementy należy dokładnie osuszyć i przechowywać w suchym, czystym oraz zacienionym miejscu.

DYSKRETNA PRZESYŁKA

Produkt wysyłany jest w neutralnym opakowaniu, które nie informuje o jego zawartości.