

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/romp-remix-trio-zestaw-pierscieni-erekcyjnych-dla-mezczyzn-p-34520.html>



ROMP Remix Trio - Zestaw Pierścieni Erekcyjnych dla Mężczyzn

Cena	44,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	50042920000
Kod producenta	4251460623612
Kod EAN	4251460623612
Producent	ROMP

Opis produktu

ROMP Remix Trio

ROMP Remix Trio to wyjątkowy zestaw zawierający trzy wytrzymałe i superelastyczne pierścienie erekcyjne. Dzięki nim można przedłużyć wytrzymałość i wzmocnić erekcję. Są dopasowane do wszystkich rozmiarów i kształtów, co pozwala na noszenie jednego, dwóch, a nawet wszystkich trzech w różnych kombinacjach. Zapewniają przyjemność zarówno w zabawie solo, jak i z partnerem.

Najważniejsze zalety

- **Wielofunkcyjność:** Zestaw umożliwia różnorodne kombinacje, zwiększając doznania podczas zabawy.
- **Uniwersalność:** Pierścienie dopasowane do każdego rozmiaru i kształtu, zapewniające komfort noszenia.
- **Bezpieczeństwo:** Wykonane z miękkiego i elastycznego silikonu, bezpiecznego dla ciała.

Parametry produktu

- **Marka:** ROMP
- **Rodzaj produktu:** Pierścień erekcyjny lub zacisk
- **EAN:** 4251460623612

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Nałóż odpowiedni pierścień na trzon, jądra lub oba te elementy. Po użyciu wyczyść, osusz i przechowuj produkt odpowiednio do materiału wykonania.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przed pierwszym i po każdym użyciu oczyść produkt. Dokładnie osusz i przechowuj w suchym miejscu. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.

Dyskretna przesyłka: Zamówienie pakujemy bezpiecznie i bez oznaczeń wskazujących na zawartość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj produktu: pierścień erekcyjny lub zacisk

Parametry produktu

- **Marka:** ROMP
- **Rodzaj produktu:** Pierścień erekcyjny lub zacisk

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan i zapoznaj się z instrukcją producenta. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Nałóż pierścień na trzon, jądra lub oba te elementy. Po każdym użyciu wyczyść, osusz i odpowiednio przechowuj.