

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/stymulator-prostaty-masazer-prostaty-25-cm-p-10350.html>



Stymulator prostaty Masażer prostaty 25 cm

Cena	69,99 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5859040000
Kod producenta	4024144593392
Kod EAN	4024144593392
Producent	Rebel

Opis produktu

Stymulator prostaty Masażer prostaty 25 cm

Stymulator prostaty Masażer prostaty 25 cm to masażer prostaty marki Rebel. Długość całkowita 25 cm, głębokość penetracji 9 cm, średnica od 2 do 3,3 cm.

Najważniejsze zalety

- **Konstrukcja:** Długość całkowita 25 cm, głębokość penetracji 9 cm, średnica od 2 do 3,3 cm.
- **Wykonanie:** materiał: silikon, ABS.
- **Długość całkowita:** 25 cm.
- **Kolor:** czarny.

Parametry produktu

- **Marka:** Rebel
- **Rodzaj produktu:** masażer prostaty
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Długość całkowita:** 25 cm
- **Długość:** 9 cm
- **Średnica:** 3,3 cm

Sposób użycia

Nałóż odpowiednią ilość lubrykantu na bazie wody i wprowadzaj produkt powoli, bez używania siły. Element zabezpieczający lub uchwyt powinien pozostawać na zewnątrz. Przerwij używanie przy bólu lub wyraźnym dyskomforcie.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przed pierwszym i po każdym użyciu umyj produkt ciepłą wodą oraz środkiem przeznaczonym do czyszczenia akcesoriów intymnych. Dokładnie osusz i przechowuj osobno, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła.

Dyskretna przesyłka: produkt wysyłamy w neutralnym opakowaniu bez informacji o zawartości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 25 cm

Kolor: czarny
Rodzaj produktu: masażer prostaty
Materiał: silikon, ABS

Rozmiar produktu

- **Długość całkowita:** 25 cm
- **Długość:** 9 cm
- **Średnica:** 3,3 cm

Parametry produktu

- **Marka:** Rebel
- **Rodzaj produktu:** masażer prostaty
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** silikon, ABS
- **Długość całkowita:** 25 cm
- **Długość:** 9 cm
- **Średnica:** 3,3 cm

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przed użyciem sprawdź jego stan i zapoznaj się z instrukcją producenta. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia

Używaj zgodnie z instrukcją producenta. Po użyciu wyczyść, osusz i przechowuj produkt odpowiednio do materiału wykonania.