

Link do produktu: <https://nocnezabawy.pl/zel-analny-rozluzniajacy-bez-otarc-150ml-p-24704.html>



Żel analny rozluźniający bez otarć 150ml

Cena	33,50 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60815082
Kod producenta	5905669259187
Kod EAN	5905669259187
Producent	Medica-Group

Opis produktu

Fisting Strong żel - Poślizgowy żel analny na rozluźnienie mięśni odbytu 150ml

Osiągnij cel dzięki Fisting Strong

- Może sprawić, że seks analny będzie delikatniejszy i przyjemniejszy
- Spadnie ryzyko powstania otarć
- Możliwość wyeliminowania "suchego" seksu analnego, który grozi pękaniem i ścieraniem naczyń krwionośnych odbytu (im więcej otarć tym większe ryzyko infekcji), suchość ścianek odbytu może sprawić, że stosunkowi może towarzyszyć ból, który w oczywisty sposób obniża jakość współżycia
- Zastosowanie Fisting Strong może przemienić średnio przyjemny akt we wspaniałe przeżycie intymne

Fisting Strong polecamy osobom:

- Mającym problemy z osiągnięciem orgazmu w okolicach odbytu
- Żądnym wrażeń i niezapomnianych, silniejszych doznań
- W związkach gejowskich
- Preferującym zabawy z wibratorem oraz innymi gadżetami erotycznymi (pod wpływem wibracji urządzenia żel zostanie doskonale rozprowadzony, a doznania mogą być nie do opisania)

Zapewne wielu mężczyzn niejednokrotnie zastanawiało się jak doprowadzić kobietę do orgazmu poprzez stymulację odbytu.

- Fisting Strong to doskonałe uzupełnienie i wzbogacenie wspólnie spędzonych chwil, które już po pierwszym zastosowaniu może docenić zarówno mężczyzna jak i kobieta.
- Zadaniem Fisting Strong jest zapewnienie odpowiedniego nawilżenia i rozluźnienia odbytu, ułatwienie penetracji, a przede wszystkim podniecenie kobiety i spotęgowanie doznań.
- Fisting Strong może spowodować lepsze ukrwienie odbytu poprzez delikatną stymulację i jednocześnie nawilżenie odbytu dzięki czemu można osiągnąć intensywniejsze i częstsze orgazmy oraz więcej przyjemności podczas zbliżenia intymnego.

Wyjątkowy skład

Najważniejsze w składzie Fisting Strong, jest jego tzw. „nośnik”, czyli główny składnik odpowiedzialny za funkcje nawilżające. Jest to najprawdopodobniej najbezpieczniejszy i najbardziej naturalny nośnik.

Nie uczula, nie podrażnia, nie uszkadza prezerwatyw, jest lekki i łatwy w użyciu. Po zastosowaniu łatwo wymywa się z okolic intymnych. Dodatkowy składnik Lactic

Acid ma za zadanie pomóc odtworzyć na skórze i śluzówce stref intymnych naturalną florę bakteryjną oraz przywrócić odczyn PH 3,8-4,2, dzięki czemu może w znaczący sposób powstrzymać rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za infekcje.

Sposób użycia:

- Nałożyć odpowiednią ilość żelu na okolice odbytu na kilka minut przed stosunkiem i delikatnie masować. Może być stosowany z prezerwatywą.

Pełny skład żelu Super Orgasm Stop : Aqua, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Alcohol Denat, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Mentha Piperita Oil, Limonene , Linalool, Menthol, Lactid Acid.

Opakowanie:150 ml